

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden


Curasa

CPAP / EUT / Auto / Auto EUT

1. Im Standby Modus drücken Sie die „Hoch-“ oder „Runter-Taste“, bis das Feld „Betrieb / Patient“ im Display erscheint.



2. Lesen Sie den unteren Wert für „Patient“ aus Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care