

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden

DeVilbiss

Sleepcube StandardPlus / AutoPlus Bilevel S / Auto Bilevel / Bilevel ST

1. Schalten Sie das Gerät mit Drücken der Taste 1 „An/Aus“ ein.



2. Drücken Sie die „Vor-“ oder „Zurück-Taste“ (Taste 2 oder 3), bis das Feld „Anwenderstunden“ im Display erscheint.



3. Es erscheint ein Begrüßungstext, die Softwareversion und anschließend erscheinen Ihre Therapiestunden.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehatechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care