


## Kompetenz schafft Vertrauen

# Anwenderstunden

## Hoffrichter

Point2 / Vector et

- 1. Trennen Sie das Netzkabel vom Strom.**
- 2. Stecken Sie es, wenn das Display nichts mehr anzeigt, wieder in die Steckdose.**
- 3. Es erscheint ein Begrüßungstext, die Softwareversion und anschließend erscheinen Ihre Therapiestunden**



- 4. Lesen Sie den Wert aus Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.**



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care