

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden

Löwenstein medical

Prisma20C / prisma20A / prismaCR / prisma 25S /
prisma25S-C / prisma25ST / prisma LAB

- 1. Nach dem Einschalten werden für 30 Sekunden die patientenbezogenen Betriebsstunden angezeigt.**
- 2. Lesen Sie den Wert aus Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.**



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care