

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden


Philips Respironics

BiPAP A30 / BiPAP A40

1. Schalten Sie das Gerät mit der „Ein/Aus“ - Taste an (Taste 1)




2. Drücken Sie die „Rauf“-Taste (Taste 2) um in das Gerätemenu zu gelangen und gehen Sie anschließend mit Hilfe der „Runter“-Taste (Taste 3) auf das Feld „Informationen“, das dieses grau hinterlegt ist



3. Mit der Auswahltaste (Taste 4) gelangen Sie in die Informationen

4. Mit der „Runter“-Taste gehen Sie auf die Seite 9 dort finden Sie Ihre Therapiestunden.



5. Lesen Sie den Wert aus Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehatechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care