


Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden

ResMed

AirSense 10 / AirCurve 10

1. Schalten Sie Ihr Atemtherapiegerät wie gewohnt ein
2. Auf der Startseite >Schlafbericht< auswählen. Bedienregler drücken.



3. Unter >Gesamtnutzung< finden Sie die Nutzungsstunden.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Reha-technik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care