

Kompetenz schafft Vertrauen

Kurzanleitung zum Abfragen von SmartCode Daten

DeVilbiss

Sleepcube StandardPlus / AutoPlus Bilevel S / Auto Bilevel / Bilevel ST

Sehr geehrter Patient, sehr geehrte Patientin,

SmartCode ist eine verschlüsselte Buchstaben- und Ziffernkombination, anhand derer wir Fortschritte in der CPAP-Therapie auswerten können. Wenn Sie darum gebeten werden SmartCode Daten aus Ihrem CPAP-Gerät auszulesen, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Vorgehensweise zum Abfragen der SmartCode Daten

(Hierzu ist es nicht notwendig, das SleepCube Gerät einzuschalten)

1. Betätigen Sie einmal die „Pfeil links Taste“ um in das SmartCode Menü zu gelangen.
2. Mit der „Pfeil nach unten Taste“ können SmartCodes für verschiedene Zeitabschnitte (SmartCode 1 Tag, SmartCode 7 Tage, SmartCode 30 Tage und SmartCode 90 Tage) abgefragt werden.
Ebenso wird der der SmartCode für die Nutzung (SmartCode Nutzg) angezeigt
3. Betätigen Sie die „Pfeil rechts Taste“ um zur SleepCube Grundeinstellung „AUS“ zu gelangen



Bitte notieren Sie hier die abgelesenen Ziffern und Buchstaben:

SmartCode 1 Tag : _____
SmartCode 7 Tage : _____
SmartCode 30 Tage : _____
SmartCode 90 Tage: _____
SmartCode Nutzg : _____



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care