

Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden

Weinmann / Löwenstein medical

SomnoBalance / SomnoBalance (e) / SomnoSoft /
SomnoSoft 2 / SomnoComfort / SomnoComfort 2

1. Schalten Sie das Gerät mit Drücken der Taste 1 „An/Aus“ ein.



2. In dem Moment wo das Gerät startet sehen Sie im Display für ca. 3 Sekunden Ihre Anwenderstunden (siehe Pfeil in Abbildung 2).



3. Lesen Sie den Wert aus Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care